



KORVIA

Advancing **Intervention**

Türkiye için entegre kardiyovasküler ve girişimsel çözümler.



Endovasküler Aort Cerrahisinde
Ülkemizde Yeni Bir Soluk

Percutек® Tycheseal™ TAA Amiral Gemisi Aort Platformumuz
Tevar

Percutek Tycheseal™ TAA



Güvenli Sızdırmazlık

Proksimal uçtaki çift segmentli, çok tepeli küçük dalga tasarımı sayesinde aort duvarına daha iyi uyum sağlanır; böylece *bird beak* oluşumu azaltılarak güvenli kapanma elde edilir ve Tip I endoleak riski etkili şekilde önlenir.

Uzun Süreli Stabilite

Distal uçtaki çok tepeli yapı, gerilim dağılımını optimize ederek kalıcı sızdırmazlık sağlar ve sekonder yırtık oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Kapsamlı Ürün Seçenekleri


Çıplak stentli (bare stent) ve çıplak stentsiz seçenekler sunulur; tüm ölçülerin mevcut olması sayesinde farklı klinik senaryoları karşılar.

Damar Duvarına Mükemmel Uyum


Bağlantı çubuğu içermeyen tasarım ve değişken yükseklikli/tepeli yapı sayesinde damar duvarına 360° kendiliğinden uyum sağlar

İleri Teknoloji


Çin'de ilk kez geliştirilen multifilament dikişsiz ince greft örtüsü, in-situ fenestrasyon işlemlerinde daha etkin ve verimli girişim olanağı sunar.




PTBS Straight or tapered; 150 – 180 – 210 - 240 mm





PTBS Straight 80 mm




PTCW Straight or tapered; 150 – 180 – 210 - 240 mm




PTCW Straight 80 mm






PTBS Stent Graft with bare stent Specifications			
Proximal Stent Diameter	Taper	Covered Length	Delivery System OD (Fr)
20	0	80 / 150 / 180 210 / 240	18
22	0		
24	0 / 4		
26	0 / 4 / 6		
28	0 / 4 / 6 / 8		
30	0 / 4 / 6 / 8		20
32			
34			
36			
38			
40			22
42			24
44			
46			



PTCW Stent Graft with non bare stent Specifications			
Proximal Stent Diameter	Taper	Covered Length	Delivery System OD (Fr)
20	0	70 / 150 / 180 210 / 240	18
22	0		
24	0 / 4		
26	0 / 4 / 6		
28	0 / 4 / 6 / 8		
30	0 / 4 / 6 / 8		20
32			
34			
36			
38			
40			24
42			
44			
46			



Yerleřtirme sırasında windsocK etkisini önleyen tasarım; stent greft, üçüncü stent yayı serbest bırakılıncaya kadar yeniden konumlandırılabilir.





Girişimsel tıbbı birlikte ileriye taşıyalım.

İster hekim, ister hastane ekibi, ister küresel üretici olun;
Korvia, Türkiye'de ileri girişimsel tedavilere güvenilir erişim
kurmaya hazır.

İletişim

 [+90 850 377 32 15](tel:+908503773215)

 info@korviamedikal.com

 www.korviamedikal.com